

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-antydepresyjna-fotovita-fv-10m-srednia-p-59.html>

Lampa antydepresyjna FOTOVITA FV 10M (średnia)

Cena brutto	889,00 zł
Cena netto	823,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FV 10 M

Opis produktu

Lampy Fotovita są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych spełniają wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i są wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych. Deklaracja CE 2274 (wydana przez jednostkę notyfikowaną TÜV NORD Polska sp. z o.o. oznacza pełną kontrolę procesu projektowania, produkcji i wprowadzania na rynek).

Dzięki najnowocześniejszej technologii, naświetlanie lampami FOTOVITA jest niezwykle łatwe. Urządzenia może być użyte w każdym rodzaju pomieszczeń, emituje jasny i intensywny blask odpowiadający promieniom słonecznym. Żarówki zamontowane w urządzeniu regularnie zaopatrują odbiorcę dawką światła całkowicie pozbawionego promieni ultrafioletowych. Proponowany produkt sukcesywnie zwalcza sezonową chandrę.

Medyczne lampy antydepresyjne Fotovita mają 5 lat gwarancji producenta.

Lampy antydepresyjne FOTOVITA posiadają wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz deklarację CE wydaną przez jednostkę notyfikowaną TÜV NORD Polska sp. z o.o. numer 2274 (która oznacza pełną kontrolę procesu projektowania, produkcji i wprowadzania na rynek).

Najbardziej skuteczne leczenie chandry polega na terapii światłem. Podobnie jest w przypadku bulimii okresowej, bezsenności, depresji oraz napięcia przedmiesiączkowego. **Fototerapia lampą antydepresyjną Fotovita działa przez oczy, ponieważ światło właśnie przez oczy dociera do mózgu i oddziałuje na szyszynkę.** Dzięki regularnemu naświetlaniu szyszynka ogranicza produkcję melatoniny (hormon snu), co przekłada się na regulację rytmu dobowego. Fototerapię możesz stosować zarówno w domu, jak i w pracy. Dzięki niewielkim rozmiarom lampy antydepresyjnej Fotovita, z powodzeniem można używać jej w trakcie codziennych czynności. Ustawienie Fotovity na biurku, stole czy blacie kuchennym podczas szykowania posiłków w okresie jesienno-zimowym, jest łatwe i wygodne. Długi przewód zasilający to dodatkowy atut.

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Pobór mocy: 120 W
- Sposób zasilania świetlówek: przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF)
- Natężenie oświetlenia: 5000 lux w odległości 50 cm; 2500 lux w odległości 75 cm
- Trwałość świetlówek: 10 000 godzin pracy
- Klasa zabezpieczenia ppor.: 1

-
- Klasa ochronności: I
 - Wymiary [mm]: wysokość: 635; szerokość: 285; głębokość: 195
 - Masa: 3,1 kg

Zalety produktu

Zalety lampy antydepresyjnej Fotovita FV 10M:

- skuteczna w walce z depresją sezonową (SAD),
- bezpieczna i prosta w obsłudze,
- kompaktowa, idealna do domu i biura,
- reguluje rytm dobowy,
- pomaga w walce z okresową bulimią,
- łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego,
- fototerapia jest tańsza od farmakoterapii.

Lampa antydepresyjna Fotovita FV 10M (średnia) to idealny wybór dla osób wahających się, którą lampę antydepresyjną wybrać.

Wideo

Poznaj świat fototerapii – wideo poradniki

Z myślimy o Twoim zdrowiu i dobrym samopoczuciu przygotowaliśmy wideo, które wprowadzą Cię w tajniki terapii światłem. Dowiesz się, jak działają lampy antydepresyjne Fotovita oraz jak skutecznie wykorzystać fototerapię w walce z depresją sezonową (SAD) i innymi zaburzeniami związanymi z niedoborem światła.

Co znajdziesz w naszych materiałach wideo?

- **Jak działa fototerapia?** – W prosty sposób wyjaśniamy, jak ekspozycja na światło o wysokim natężeniu pomaga w regulacji cyklu dobowego i poprawie nastroju.

-
- **Jak dobra? lamp? antydepresyjn??** – Zobacz, na co zwróci? uwag? przy wyborze odpowiedniej lampy: moc, nat??enie ?wiat?a (lux), odleg??o?? od ?ród?a ?wiat?a i czas na?wietlania.

Nasze wideo przewodniki s? stworzone z my?l? o Tobie – bez wzgl?du na to, czy dopiero zaczynasz swoj? przygod? z fototerapi?, czy szukasz nowych sposobów na popraw? swojego samopoczucia.