

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/elektroniczna-waga-medyczna-z-pomiarem-wody-tluszczu-i-bmi-charder-mbf-6010-klasy-iii-ze-wzrostomierzem-i-drukarka-p-68.html>



Elektroniczna waga medyczna z pomiarem wody, tłuszczu i BMI CHARDER MBF 6010 (klasy III) ze wzrostomierzem i drukarką

Cena brutto	5 250,00 zł
Cena netto	4 861,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	CHARDER MBF 6010 (klasy III)

Opis produktu

Elektroniczna waga medyczna z pomiarem wody i tłuszczu w organizmie Charder MBF 6010 dokonuje pomiar **poprzez czterokrotne próbkowanie oporności ciała człowieka mierzonej poprzez przepływ prądu od jednej kończyny dolnej przez podbrzusze, a następnie do drugiej kończyny dolnej. Dokładność pomiaru zaświadcza uzyskanie przez w.w wagę pełnej certyfikacji medycznej (Klasa III)**. Dla pełności analizy składu ciała pacjenta pomiar urządzenie bierze pod uwagę typ sylwetki i wiek pacjenta. Po zamontowaniu wzrostomierza elektronicznego HM200D wzrost mierzonego pacjenta zostaje automatycznie przesłany do komputera wagi - pomiar ten jest jednym z części składowych analizy składu ciała (BIA). Waga jest wyposażona w drukarkę termiczną pracującą na standardowym ogólnodostępnym papierze termicznym (o szerokości szpuli 57 mm). Polecenie wydrukowania pomiarów może być wydane poprzez wciśnięcie klawisza na konsoli wagi (obok wyświetlacza) lub bezpośrednio na drukarce. Nie bez znaczenia jest fakt iż wydruk jest w języku polskim.

Dane techniczne

- Obciążenie maksymalne: 300 kg
- Dokładność odczytu: 100 g
- Duży wyświetlacz (1 cal) LCD
- Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)
- Wymiary platformy: 340 mm x 450 mm x 90 mm
- Platforma antypoślizgowa
- Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy
- Wbudowany port USB umożliwiający podpięcie drukarki termicznej TP 2100 Thermal lub przesłanie danych do komputera
- Prosta procedura kalibracji na podstawie instrukcji obsługi
- Funkcja HOLD do zamrożenia wartości pomiaru na wyświetlaczu
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Analiza wody i tłuszczu w organizmie z uwzględnieniem płci, wieku,

-
- aktywności fizycznej, wagi i wzrostu
- **Waga wyposażona jest w wzrostomierz elektroniczny HM 200D oraz drukarkę TP 2100 Thermal**

Wyjaśnienie powyższych terminów:

- BMI – Body Mass Index
- FM – Procent tkanki tłuszczowej (%)
- FM – Masa tkanki tłuszczowej (kg)
- FFM – Beztłuszczowa masa ciała (kg)
- TBW – Masa wody w organizmie (kg)
- TBW – Procent wody w organizmie (%)
- MA – Wiek metaboliczny
- VF – wskaźnik tłuszczu visceralnego (trzelnego)
- BMR- Podstawowa przemiana materii (kcal/dobę)

Waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, co gwarantuje dokładny pomiar w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe np. telefony komórkowe.